## APP 使用指南

#### **APP** Guide

下載 APP



請在 Google Play 或 Apple Store 搜索 "366 Care", 下載并安裝。

#### 注冊和登錄

17:24   126KB/s 🕸 🛢	"III "III 🗢 📚 📧 +	17:24   5.0KB/s 🖉 🛛	"III "III (\$* (\$) <b>14</b> ) +	6
		く 註冊 手機	郵箱	
ଞ୍ଚି		↓ +852   請輸入手機號碼		
366 C	Care		取得驗證碼	
☐ 請輸入密碼	hrd	☐ 請輸入密碼	*	
✓ 我已閱讀並同意[366 C	are] 用戶協議與隱私政策	註冊		
(11)	忘記密碼			5
				E

)

打開 APP, 點擊注冊, 按提示輸入手機或郵箱, 設置密碼, 點擊注冊按鈕, 然後使用手機或 郵箱登錄。



點擊首頁右上角的添加按鈕,點擊掃描按鈕, 掃描手錶盒子上的 IMEI 號條碼或主控號的分 享碼,按提示完成綁定。

副號綁定設備
--------

15:12   1.0KB/s 🕸 🖲	調査部 奈 家 100 + 教的	15:13   4.3KB/s ⁄	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
<b>\$67</b> 15420456496		Ę	
🗊 設備信息			
<b>7</b> ③ 設備列表		昵稱	>
😕 家庭園		手錶號碼	>
6 修改密碼		性别	>
🦲 通知中心		身高 (cm)	0 >
😣 切換地圖	高德地圖	體重 (kg)	0.0 >
關於我們		血型	>
切割	췆 <b>帳</b> 號	出生年月	2008-01-01 >
		住家地址	>
	16 🜲 👱		

使用主控號登錄 APP, 切換到我的, 點擊設備信息, 點擊右上角的二維碼按鈕, 生成分 享碼。使用副號登錄 APP, 掃描分享碼, 待 主控號確認即可綁定。





切換至首頁,即可查看手錶的實時定位,點 擊刷新按鈕可獲取最新定位。默認每15分鐘 上傳一次定位,可在"功能-定位間隔"中調 整上傳頻率。





切換至首頁,點擊圍欄,點擊右上角的添加 按鈕,添加圍欄區域。





切換至首頁,點擊軌跡,即可查看當天手錶 的軌跡。



#### 0 15:41 | 4.1KB/s 🖄 健康 < 心率 **心率**: 96 bpm • 96 bpm 血壓: 75/130 mmHg 血氧:93% 2023-08-08今天 7 🔗 計步: 1632 步 100 2 80 60 40 20 0 15:01 心率:60-150 僅供參考 96 82 68 最大心率 平均心率 最小心率 自直 日 **36** 功能 2 我的 **倉** 消息

切換至健康,點擊健康項目(如心率),即 可查看健康數據,點擊立即測量可查看最新 數據。

通訊錄

9 15:4	7   4.4KB/s ⁄⁄⁄⁄/ 功能	√ "װ "װ <ੇ <> ∞ +	● 15:47   6.4KB/s ⁄企	√ 1311 1311 151 152 120 +
※ 重啓	00100		《 电話洪	
🛞 恢複出」	蔽設定		90201399	>
1 電話簿			如馬女馬	→ <b>2</b>
1 ② 定位模:	đ		63425399	
悤 定位間	а Ю		儿子 15年25月5日495	>
跌倒預	警開關			
🌛 跌倒預	警靈敏度			
🚖 健康數	康上傳間隔			
限制呼	入開關			
🕓 鬧鐘				

L

切換至功能,點擊電話簿,點擊右上角的添 加按鈕,添加聯絡人姓名和電話。



	<b>0</b> 15:47   4.4KB/	/s 1⁄2 ↔	√ "## !## 😤 🗑 🗖	2) +	•	15:55   6.5KB/s 🛛	√ 311 311 중 중 20 ≠	
-		功能			<	鬧鐘	+	
*	重啓							7
*	恢複出廠設定							
0	電話簿							2
0	定位模式							
2	定位間隔							
8	跌倒預警開關							
<b>S</b>	跌倒預警靈敏度							
6	健康數據上傳間	Ē						
8	限制呼入開關							
0	鬧鐘							
1								
	. 0	12		•				
Ť	頁 健康	功能	消息 1	龙的				

切換至功能,點擊鬧鐘,點擊右上角的添加 按鈕,添加事項和時間。

消息



•	15:58   3.4KB/s 🛛	- √ "aul "aul 📚 🖅 +			
<	警報	訊息	編輯		
<b>()</b> ??	Larry	2023-08	-07 17:49:54		
	請求關注	E:新錶L16	已同意		
<b>()</b>	Larry	2023-08	-07 17:53:25		
	請求關注	E:新錶L16	已同意		

切換至消息,即可查看手錶的消息,如跌倒 預警、緊急呼叫、電子圍欄進出、低電量、 離綫、綁定申請等。